


文部科学省先端研究基盤共用促進事業

光ビームプラットフォーム






光ビームプラットフォーム

光ビームプラットフォームは、我が国独自の技術に基づき開発・運用されている放射光施設と大型レーザー施設がネットワークを形成し、産学官の皆様による施設のご利用をより一層推進しようとする枠組みです。平成25年度から始まった文部科学省先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業にもとづいて結成されました。平成28年度からは、新たに始まった先端研究基盤共用促進事業のプログラムの一つとして光ビームプラットフォームが採択され、装いを新たに活動を開始しました。体制としては、これまで間接的な支援の立場であったJASRI/SPring-8が実施機関として加わったことが大きな進展です。これにより、よりダイナミックな活動が可能になりました。

このプラットフォームは単なる先端研究施設の共用利用に止まらず、研究・生産現場では整備することが困難な大出力のレーザーや加速器から発生する放射光の提供を通してシーズとニーズのマッチングを図り、それぞれ単独では為しえないイノベーションの創造に貢献することを目指しています。また、各機関が個々の施設の特長を活かしつつ連携することにより、高度な課題解決を図る施設連携のコーディネーション、そのためのサービス基盤としての標準化やデータ較正（これにより異なる施設で実験した結果が容易に比較可能となります）、次世代に向けた人材育成などを行っていく予定です。

光ビームプラットフォームの施設一覧



ご利用の流れ


光ビームプラットフォームの各施設では、それぞれ独自に共用の取組みを行っています。ここで『共用』とは施設の門戸を広く産学官に開放し、学術利用だけでなく成果占有（有償）でも利用できることを意味しています。その一部には有償利用に先立つ無償利用や廉価の料金設定を独自施策として実施している場合もあります。また、SPring-8のように共用法^注に基づいて成果公開の場合には無償利用可能な施設もあります。フォトンファクトリーのような大学共同利用機関法人の共同利用施設（学術利用は無償、有償の産業利用も可能）もあります。

さらには、施設の運転期間やサービス面で特長のある施設もあります。例えば放射光利用実験に立ち会うには、多くの場合は放射線業務従事者となる必要があります。ユーザーにとっては負担のかかる側面ですが、特定の実験手法においては、その負担を軽減できる代行サービスを依頼することが出来る施設があります。

詳しくはプラットフォームのご相談窓口、あるいは各機関のご相談窓口にお問合せ下さい。

注：通称であり、正式名称は「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」です。

成果占有・有償利用の標準的な手順



高エネルギー加速器研究機構(KEK) フotonファクトリー(PF)


PFが培ってきた放射光による材料評価・解析技術を活用いただける施設

フotonファクトリーは大学共同利用機関法人の共同利用施設として、全国の大学や研究機関を中心に年間3000人を上回る研究者に利用されています。また、企業の方にご利用いただける共同研究や成果占有・非公開の利用制度等も用意しており、スタッフによる支援体制を充実させ、PFが培ってきた放射光による

材料評価・解析技術を企業の研究開発にご活用していただくことにも積極的に取り組んでいます。さらに有償利用に関しては2018年度から、代行測定（一部のビームライン、実験メニューの制約有）、初回の利用料を半額にする試行施設利用制度、解析支援等のコンサルティング制度等をご用意して、サービスの充実化を進めています。

物質のナノスケールの姿を観る「放射光」

放射光は加速器から発生する電磁波で、真空紫外線、軟X線、X線領域の優れた高輝度光源です。原子の大きさ程度の波長を持つ光、物質の内部の電子と同等のエネルギーを持つ光を使うことによって、分子や原子といった極微の世界を観ることができます。




産業利用事業で提供する主な分析方法

X線吸収微細構造分析 (XAFS)	X線イメージング
蛍光X線分析	軟X線XAFS 光電子分光 粉末X線回折 X線小角散乱など その他の手法

実験室系X-CT:放射光と合わせたマルチスケール測定も可能です。


フotonファクトリー(PF)の利用事例

●硬X線 XAFS



蛍光XAFSによる感応材料分析

蛍光XAFS測定から微量成分解析が可能です。図はガス漏れ警報器用ガスセンサの感応材料に微量添加されたSbの価数を評価した結果です。添加量により3価から5価に変化していることがわかり、材料設計の指針が得られました。【提供：新コスモス電機(株)】




蛍光XAFSによる抗菌釉薬表面のAgの状態分析

衛生陶器やタイルなどの水まわり陶器商品に施されている抗菌釉薬表面に微量に存在するAgの状態をAg-KおよびAg-L III 蛍光XAFSより調べました。【提供：(株)LIXIL】

●X線イメージング

SiC結晶の回折トポグラフィ

(a) (0001)に近い方位(8°傾斜)の結晶表面から得られた表面反射タイプのトポグラフィ(波長0.15nm, 1128反射)。シャープな線状像は転位を示しています。(b)格子状パターンを描画しエッチング後撮影したトポグラフィ像。線像(太、細)はエッチングにより生じた格子歪を反映しています。【提供：産業技術総合研究所】



●軟X線 XAFS

良いサビ

腐食メカニズム解明

高耐食性の材料設計指針提示

実用化 (ex. 橋梁)

悪いサビ

表層状態の分析例


塩素(Cl)のXAFSを用いて腐食生成物(さび)中の元素の存在状態を調べました。普通鋼では塩化物イオンが結合したさびが形成されるのに対して、Ni添加した高耐候性鋼では塩素を寄せ付けにくいさびが形成されるという耐食メカニズムが解明されました。【提供：新日鐵住金(株)】

公益財団法人 科学技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター

ナノレベルの先端・計測分析施設で新材料、新製品の開発等、企業、大学のナノテク研究を支援

あいちシンクロトロン光センターは、産業利用を重視した共同利用施設として「知の拠点あいち」に設置されました。地域の産学行政の支援、協力のもと、企業や大学などに広く活用して

いただくことを目的として、公益財団法人科学技術交流財団が管理運営を行っています。



あいちシンクロトロン光センターは、産業利用を主目的とする世界的にも珍しい施設です。交通至便で通常の通勤のように測定にすることができます。小規模ながら超伝導偏向電磁石による硬X線の発生、トップアップ運転、ユーザーフレンドリーなハード設計と支援体制、柔軟な運用が利用者に評価されています。

共用ビームラインの概要

	ビームライン名	光エネルギー	測定手法	利用分野
1	硬X線XAFS I BL5S1	5 ~ 22 keV	硬X線XAFS 蛍光X線	金属、無機材料中の特定元素 (Ca ~ U) の化学状態、局所構造の解析
2	硬X線XAFS II BL11S2	5 ~ 26 keV	硬X線XAFS 多機能型	BL5S1と同様であるが、実使用環境下での測定、大型の持ち込み装置の利用が可能
3	軟X線XAFS・光電子分光 I BL6N1	1.75 ~ 6.0 keV	軟X線XAFS 光電子分光	軟X線XAFSは、S、P、Si、Al、Mg等を構成元素とする材料の分析 超軟X線XAFSは、Li、B、O、C等を構成元素とする材料の分析
4	超軟X線XAFS・光電子分光 II BL1N2	0.15 ~ 2.0 keV	軟X線XAFS 超軟X線XAFS 光電子分光	光電子分光は、結合エネルギーやバンド構造等の化学状態の情報、各種材料の分析、機能発現機構の解明
5	真空紫外分光 BL7U	30 ~ 850 eV	超軟X線XAFS 真空紫外分光 光電子分光	
6	粉末X線回折 BL5S2	5 ~ 23 keV	粉末X線回折	セラミックス、触媒、錯体、薬材などの結晶構造
7	薄膜X線回折 BL8S1	9.16 keV, 14.37 keV, 22.7 keV	X線反射率 薄膜表面X線回折	電子デバイス用薄膜、コーティング等の厚さ、組成、電子密度等
8	単結晶X線回折 (名古屋大学) BL2S1	6.89 keV, 11.07 keV, 16.53 keV	単結晶X線回折	タンパク質、機能性有機分子等の単結晶の構造解析、X線CTR散乱測定
9	広角・小角X線散乱 BL8S3	8.2 keV, 13.5 keV	広角・小角X線散乱	繊維の結晶/非結晶、ゴム・樹脂、有機フィルム等の構造解析、広角・小角X線散乱の同時測定も可能
10	X線トポグラフィ・X線CT (愛知県) BL8S2	7 ~ 24 keV	X線トポグラフィ X線CT	X線トポグラフィによるSiCやGaNなどの単結晶の欠陥観察、微細加工 (LIGA) やX線CT実験も機器持ち込みで可能


立命館大学 SRセンター

12本の多種多様な分光、顕微ビームラインによって、機能性材料の構造、電子状態を評価

SRセンターは小型電子蓄積リングからの放射光を用いた様々な実験装置を利用する機会を提供し、産業創生、技術革新につながる研究促進に寄与します。

SRセンターの3つの特長

1. 光源点から約3mの距離で光の利用が可能
2. 軟X線領域で光強度が最大
3. 赤外から硬X線まで小回りの利く利用が可能



SRセンターで何ができるか？

SRセンターは、超電導磁石を用いた電子蓄積リング($E=0.58\text{ GeV}$, $I=0.3\text{ A}$, $R=0.5\text{ m}$)を光源とした世界で最も小さい施設です。5 eV～10 keVの幅広いエネルギーをカバーするXAFS、PES分光ビームライン10本、軟X線顕微鏡と赤外線顕微鏡ビームラインの合計12本のビームラインが利用できます。成果公開型利用は、料金1万円/1日の料金で最長3日を単位として、利用していただくことができます。


ビームライン紹介

BL-2超軟X線 XAFS



光エネルギー40～900 eVの領域をカバーする回折格子分光ビームラインであり、主としてXAFS分光を行う。蛍光X線収量、全電子収量、部分電子収量法による測定が同時にでき、試料の深さ方向の情報が容易に得られる。BL-10と小型トランスファーベッセルを共通化している。

BL-10軟X線 XAFS



光エネルギー1000～4000 eVの領域をカバーする二結晶分光ビームラインであり、主としてXAFS分光を行う。検出法は蛍光X線収量、全電子収量法の2モードである。He1気圧下でも測定可能で、固体、液体の測定ができる。BL-2と小型トランスファーベッセルを共通化している。

BL-12軟X線顕微鏡



水の窓領域を含む50～800 eVのエネルギー領域で、2種類のゾーンプレートを用いた透過型顕微鏡である。大気中に試料を設置し、空間分解能70nmで特定元素のイメージングが得られる。CT法を取り入れて、3Dイメージングも可能になった。

兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 NewSUBARU 放射光施設

軟X線領域放射光を用いた教育・研究および産業応用を目的とする施設

ニュースバル放射光施設は、軟X線領域放射光を用いた教育・研究および産業応用を目的に、大型放射光施設(SPring-8)サイト内に建設されました。1GeV線形加速器から電子の入射を受ける周長約120mの電子蓄積リングと放射光ビームラインから構成される施設で、9本のビームラインが稼働しており、兵庫県立大学


高度産業科学技術研究所が運営しています。現在、産業用分析ビームラインBL05を中心にして、以下に示すように材料分析、半導体微細加工、LIGAプロセスなどの研究開発を展開しています。

なお、ニュースバルは2020年8月から2021年5月連休の間、入射器の建設工事のため運転を休止します。この休止期間中に材料分析のBL05の大幅改修・メンテナンスを併せて行い、性能強化に努めます。運転再開後には生まれ変わったビームラインとしてユーザーの皆様にも材料分析の実験環境を提供致します。

ニュースバルの利用分野

材料分析

BL05, 06, 07では高輝度の放射光を利用して材料分析を実施しています。このうち、軟X線分光分析ビームラインBL05は、50～4000eVという世界屈指の幅広い利用可能エネルギー領域を持ち、XAFS(X線吸収微細構造)測定とXPS(X線光電子分光)測定が可能で、産業界で必要なほとんどの元素が測定対象となっています。このBL05はユーザーのコンソーシアムである合同会社シンクロトロンアナリシスLLC(SALLC)が維持管理を行っており、測定代行・測定支援など、使い易い利用環境を整備しています。BL07Bでは、マイクロビームを用いた光電子分光が可能です。




ビームライン	BL05A	BL05B
エネルギー範囲	950 ~ 4000 eV	50 ~ 1300 eV
分光器	数値制御方式 二結晶分光器	平面型不等間隔 刻線回折格子
測定手法	XAFS	XAFS XPS
測定対象	固体 (塊状、薄膜、粉末) 液体 (He 雰囲気大気圧下)	固体 (塊状、薄膜、粉末)





EUVL-極端紫外線リソグラフィ

EUVリソグラフィ研究開発センターではBL03、BL09、BL10で光学系、マスク、レジスト等の基盤技術の研究開発を産業支援を中心に進めています。レジストでは感度、アウトガス、5nm node用パターン形成の評価、構造・反応解析等を進めています。また、マスクでは多層膜の反射率測定および欠陥検査技術開発等を進めています。さらに、1.5nm node以降の微細加工技術の基礎研究も開始しています。



ナノマイクロ加工MEMSおよび ナノバイオ応用研究

BL02、BL11では、LIGAプロセスを用いてナノマイクロシステムの研究開発を行い、数多くの産学連携大型プロジェクトの実績があります。現在の機械加工では到達できていないμmレベル以下の高精度3次元微細加工が、A4サイズにわたって可能な唯一の設備です。医療、バイオ、機械、エネルギー分野等の先端部材開発が精力的に進められています。



Si化合物のSiK吸収端XAFS


公益財団法人佐賀県地域産業支援センター 九州シンクロトロン光研究センター

SAGA Light Source

放射光を用いた分析、照射、加工等の手段を提供

九州シンクロトロン光研究センターは、放射光を用いた分析、照射、加工等の手段を提供し、地域及びグローバルな課題を解決するためにエネルギー、環境、電子デバイス、農水産、バイオ等の広い分野におけるイノベーション創出に貢献します。

- 7本の県有ビームラインを産学官の共用に供します。
(BL07、BL09、BL10、BL11、BL12、BL15、BL18)



施設の概要

■ 光源加速器

255 MeV 電子リニアック(入射器)

1.4 GeV-300mA 電子蓄積リング

■ ビームライン

県有ビームライン7本(産学官共用)

(図中の緑のラインで表示)

他機関ビームライン4本(佐賀大、九州大、住友電気)

■ ご利用について

- 成果公開、成果専有の両タイプ有。
- トライアル利用(無料・初回のみ)制度有。
- 利用相談を受け付けています。

HP上の利用相談票にご記入の上メールにてお送りください。

光源加速器とビームラインの配置

代表的な県有ビームライン(BL07、BL10、BL11)の概要



BL07 (単色イメージング装置)



BL10 (ARPES装置)



BL11 (XAFS装置)

	BL07(バイオ・イメージングビームライン)	BL10(ナノサイエンスビームライン)	BL11(局所構造ビームライン)
光エネルギー	5～35keV(超伝導ウイグラー)	40～900eV(偏光可変アンジュレータ)	2.1～23keV(偏向電磁石)
実験装置	● 単色・準単色イメージング測定装置 ● タンパク質結晶X線回折計 ● X線広角散乱測定装置 ● 大型多軸回折計 ● XAFS測定装置 ● 蛍光X線分析装置	● ARPES^(*)装置(固体・薄膜) ([*] 角度分解光電子分光) ● PEEM^(#)装置(固体・薄膜) ([#] 光電子顕微鏡)	● XAFS測定装置 ● X線小角散乱測定装置


登録施設利用促進機関(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)

SPring-8

産業利用ビームラインBL19B2、BL14B2、BL46XUを中心にご利用いただいています


大型放射光施設「SPring-8」は、国内外に広く開かれた最先端の共用研究基盤として、兵庫県の播磨科学公園都市に建設され、未踏の科学技術領域の開拓に寄与し、ナノテクノロジー・材料、ライフサイエンス、環境、情報通信等の広範な研究分野に飛躍的な発展をもたらし、学術研究から産業利用まで幅広い研究開発

を支えています。特に、産業利用に関しては、産業利用ビームラインBL19B2、BL14B2、BL46XUを中心に、多数の企業の方にご利用頂いており、JASRIスタッフが利用者に代わり測定を行う測定代行も随時募集しております。利用に関するご相談はsupport@spring8.or.jpにご連絡ください。




BL19B2 粉末X線回折

短時間で高分解能な粉末X線回折データが得られます。30試料の自動連続測定や温度変化の自動測定に対応しています。右下図は5分間の露光(31 keV)で得られたCeO₂の測定結果です。通常のX線源(CuK_α)では測定できない高波数域でもシャープな回折ピークが得られます。



BL19B2 (極)小角散乱


カメラ長42mの極小角散乱装置と2mの小角散乱装置を組み合わせると0.003~3nm⁻¹の波数域の測定が可能です。金属材料中の析出物の粒径分布、ナノコンポジット材料中のフィラーの分散状態、界面活性剤の自己組織化構造の評価が行われています。



BL14B2 X線イメージング


屈折コントラストにより、X線吸収が小さい試料も観察可能です。高エネルギーX線を用いて金属などX線吸収が大きい試料の内部構造も観察できます。右下図は粒塊型応力腐食割れが発生したステンレス鋼のCTイメージです。

平成19年度 SPring-8 重点産業利用課題成果報告書(2007B)
http://support.spring8.or.jp/Report_JSRI/Jsr_19B.html




BL14B2 XAFS

CaからWまでのK端、SbからLuまでのL端におけるXAFS測定が可能です。透過及び蛍光(45°配置)法では、試料交換とXAFS測定を自動で連続して行えます。多様な試料環境(低温、高温、ガス雰囲気)の実験に対応するための試料容器(右下図)やガス設備も備えています。



BL46XU 硬X線光電子分光

硬X線励起により、通常のESCAでは測定できない試料深部の化学状態の非破壊観察が可能です。上のデータは、8 keV励起で測定したAu、Ni薄膜に埋められたSi基板からの光電子スペクトルです。この特徴を利用して、界面でのband bendingの評価等が行われています。



BL46XU & BL19B2 多軸回折装置

豊富な軸自由度(試料方位4軸、位置3軸、検出器方位2軸)と優れた耐荷重性(8kg)を有する多軸回折装置がBL19B2とBL46XUに設置され、有機薄膜の蒸着過程その場観察(右下の図)、金属材料深部の残留応力測定、液中試料の反射率測定など、多様な実験に対応できます。

東京理科大学

赤外自由電子レーザー研究センター(FEL-TUS)


中赤外波長域に発振波長を持つ自由電子レーザーを所有する光利用研究施設

赤外自由電子レーザー研究センター(略称:FEL-TUS)は、科学研究費学術創成研究による研究プロジェクト(赤外自由電子レーザーの高性能化とそれを用いた光科学)拠点として、1999年東京理科大学野田キャンパスに設置されました。FEL-TUSは発振波長を中赤外に限定し、中赤外パルスレーザー光源とし

ての特徴を活かした光利用研究を最重点課題として推進する数少ないレーザー施設の一つです。高い光子密度、特異なパルス構造、完全な偏光性等一般の赤外光源にはない特異性を最大限活用し、分子科学、材料科学、生命科学等広範な学問領域における基礎・応用研究を推進します。

FEL-TUSについて

東京理科大学・赤外自由電子レーザー研究センターには、電子線形加速器と光共振器を組み合わせ、5～14 μm で発振可能な中赤外自由電子レーザー(MIR-FEL)装置が設置され、光実験可能な4つの実験スペース(実験室1～3、レーザー光分配室)があります。FELの調整や光供給は専門のオペレーターが制御室から行い、また実験スペースは放射線管理区域外にあるため、実験者は放射線作業従事者である必要がない等、利用者の利便性を考慮した研究施設です。また利用者は常駐研究員や本学の専任教員から技術的・学術的な助言を受けることができる等、光利用実験の計画立案、実施から解析にいたるまで本研究センターが全面的に支援します。なお本研究センターは放射光施設とは根本的に異なり、レーザー発振時に実験を行うことのできるグループは一つに限定されます。



赤外自由電子レーザー(MIR-FEL)の特徴と応用範囲

MIR-FELの特性として、(i)中赤外領域における波長可変性、(ii)パルス発振に基づく高出力・高輝度が挙げられます。ほとんどすべての物質は中赤外領域に振動吸収帯をもつため、分子、分子集合体、生体関連分子等ほぼあらゆる物質が照射対象となりますが、FEL-TUSが特にそのポテンシャルを発揮することが期待される研究分野をまとめたものが左図です。

- ① 1パルスあたりの光子密度が非常に高いため、分子は一度に多数の光子を吸収(赤外多光子吸収)し、その結果化学結合の切断が起こるため、新規な化学反応を開発することができます。最近のトピックスとして、アルツハイマー病等の原因物質であるアミロイド線維の赤外多光子分解効果が見出されており、医療分野への応用が期待されています。
- ② 中赤外領域における励起スペクトルを測定および量子化学計算を駆使することにより、複雑な分子や分子集合体の構造を精密に決定することができます。生体関連分子(ペプチド、糖等)における分子構造と機能との関係を探ることができます。
- ③ 他のパルスレーザーとの組み合わせにより、pump-and-probe計測を行うことができ、様々な化学・物理現象が時間とともに変化していく様子を観察することができます。

大阪大学 レーザー科学研究所


世界有数の高強度レーザー群と分析・計測技術をあわせた先端研究施設

大阪大学レーザー科学研究所は、大阪大学吹田キャンパス内に位置する高強度レーザー施設です。当研究所では、世界最大級のパルスエネルギーを出力する激光XII号レーザーシステムや、真空紫外から中赤外域までの幅広い周波数領域に対応した小型レーザー装置群（光学材料データベースシステム）をご利用頂

けます。最新鋭の分析・計測技術と合わせて、超高圧・超高速現象や新機能材料の研究など、幅広い企業ニーズに対応し、光科学を基盤とした新産業創成に貢献します。また、高強度レーザーとシンクロトロン放射光との融合による新しい光科学分野の開拓を積極的に推進します。

激光XII号レーザーシステム

10kJ以上のレーザー出力を有し、星の内部圧力に匹敵する5テラパスカル（5千万気圧）におよぶ超高压力の発生や、超高強度パルス電磁場の発生などが行えます。レーザー照射により放射される各種放射線（ γ 線、X線、中性子、陽子、電子）を観測する最新鋭かつ高精度の計測器と解析技術を有しています。主な応用例としては、「超高压力を用いた新物質探査や粒子加速」、「点光源による高速中性子やX線、 γ 線の発生を利用した放射線損傷試験」、「レーザーと完全に同期した高輝度放射線と、ラジオグラフィ、X線回折、可視光干渉計測等を併用した超高速現象の解析」などが挙げられます。



光学材料データベースシステム （光学材料DBS）

真空紫外から中赤外域、フェムト秒からマイクロ秒、シングルショットから高繰り返しまで様々なレーザー光源や強力な白色ランプが利用可能です。計測面でも、当研究所オリジナルの真空紫外ストリークカメラを始め、イメージング測定系や低温クライオスタットも備えています。主な応用例としては、「レーザー材料、非線形光学材料、シンチレーター材料などの新機能材料の開発・特性評価」などが挙げられます。

光ビームプラットフォームは様々な共用促進事業や 拠点事業との連携を促進します。


文部科学省
ナノテクノロジープラットフォーム
(Nanotech Japan)
<https://www.nanonet.go.jp/>

TIA
<https://www.tia-nano.jp/>



- 最新ニュース・イベント情報
- 沿革・連携体制・活動状況・広報
- 各施設の紹介と運転日程
- お役立ちリンク・放射光利用・分析技術・レーザー利用
- 施設の活用事例(主として産業利用)
- BL・文献の検索

などの様々なメニューがあります。



光ビームプラットフォーム
<https://photonbeam.jp/>

検索エンジンで「光ビーム」を検索
光ビーム 検索

お問い合わせ先 E-mail: contact@photonbeam.jp

2020.8.31